


토끼 항인간 Cd87/Plaur 단클론 항체 (Fc용) - Q03405

품목 번호: CM0004374



소개

인간 CD87/PLAUR에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석 검증이 완료되었습니다. 세포 이동 및 조직 리모델링에 관여하는 유로키나아제 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD87/PLAUR mAb
비고/별칭	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; 플라스미노겐 활성화제 유로키나아제 수용체
반응 종	인간
유전자ID (인간)	5329
유전자ID	5329
면역원	인간 CD87/PLAUR (NP_002650.1)의 아미노산 23-303번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q03405
단백질 분자량	31kDa/32kDa/36kDa
배송	아이스 팩