


Rabbit Anti-Human Cd87/Plaur 단일클론항체 - 유세포 분석용 - Q03405

품목 번호: CM0011225



소개

로 접합된, 인간 CD87/PLAUR (uPAR)를 표적하는 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. 암 및 조직 항상성 연구에서 유로키나제 수용체 매개 세포 이동, 부착 및 세포외기질 재구성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD87/PLAUR mAb
비고/별칭	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; 플라스미노겐 활성화제, 유로키나제 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	5329
유전자 ID	5329
면역원	인간 CD87/PLAUR (NP_002650.1)의 아미노산 23-303 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q03405
단백질 분자량	31kDa/32kDa/36kDa
배송	아이스백