


유세포 측정용 토끼 항인간 Cd87/Plaur 단클론 항체 - Q03405

품목 번호: CM0005244



소개

인간 CD87/PLAUR(유로키나제 플라스미노겐 활성화제 수용체)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 대해 검증되었습니다. 단백질 분해, 부착 및 이동 과정에서 세포 표면 uPAR 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD87/PLAUR mAb
비고/별칭	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; 플라스미노겐 활성화제 유로키나제 수용체
반응 종	인간
유전자ID (인간)	5329
유전자ID	5329
면역원	인간 CD87/PLAUR (NP_002650.1)의 아미노산 23-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q03405
단백질 분자량	31kDa/32kDa/36kDa
배송 방식	아이스 팩