


토끼 항인간 Cd89 단클론 항체 (Fc 용도) - P24071

품목 번호: CM0012692



소개

인간 CD89(FcαR)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 재조합 면역원을 사용했으며 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 인간과 교차 반응하며, IVD 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD89 mAb
비고/별칭	CD89; FcαR; FcαRI; CTB-61M7.2
반응 종	인간
유전자ID (인간)	2204
유전자ID	2204
면역원	인간 CD89 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P24071
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩