


토끼 항-인간 Cd89 단일클론 항체, Fc용 - P24071

품목 번호: CM0012544



소개

유세포 분석용 인간 CD89(FcalphaRI)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. UniProt 등록 번호: P24071. 골수계 세포 및 면역 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD89 mAb
비고/별칭	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
종	인간
유전자 ID(인간)	2204
유전자 ID	2204
면역원	제조항 단백질 인간 CD89(NP_001991.1)의 아미노산 22-227에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P24071
단백질 중량	32kDa
배송	아이스 팩