


토끼 항인간 Cd89 단클론 항체 (유세포 분석용) - P24071

품목 번호: CM0004381



소개

인간 면역 세포에서 IgA Fc 수용체(FCAR)를 유세포 분석으로 검출하기 위한 접합 토끼 항인간 CD89 단클론 항체입니다. 높은 특이성, 재조합 면역원을 사용했습니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	토끼 항인간 CD89 mAb
비고/별칭	CD89; FcαRI; FcαRI; CTB-61M7.2
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	2204
유전자 ID	2204
면역원	인간 CD89 (NP_001991.1)의 아미노산 22-227번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P24071
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩