

Rabbit Anti-Human Cd8B 단일클론항체 (유세포 분석용) - P10966

품목 번호: CM0011931

소개

로 표지된, 인간 CD8b를 표적하는 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법으로 검증되었습니다. T-세포 면역표현형 분석 및 기능 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD8b mAb
비고/별칭	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
종	인간
유전자 ID (인간)	926
면역원	인간 CD8b (NP_004922.1)의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P10966
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백