

유세포 분석용 토끼 항인간 Cd8B 단클론 항체 - P10966

품목 번호: CM0006081

소개

인간 CD8b를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. CD8b는 MHC 클래스 I 인식과 세포독성 T세포 활성화에 관여하는 T세포 공수용체입니다. 면역 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD8b mAb
비고/별칭	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	926
면역원	재조합 단백질 인간 CD8b (NP_004922.1)의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P10966
단백질 분자량	24kDa
배송 방법	아이스 팩