


토끼 항-인간 Cd9 단일클론 항체(Fc용) - P21926

품목 번호: CM0006236



소개

유세포 분석용으로 검증된 토끼 항-인간 CD9 단일클론 항체로, 25 kDa 테트라스패닌 CD9(P21926)을 표적합니다. 면역세포 및 엑소좀 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD9 mAb
비고/별칭	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
종	인간
유전자 ID	928
면역원	인간 CD9의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001760.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21926
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩