


유래 인간 Cd9 단일클론 항체 () - 유세포분석용 - P21926

품목 번호: CM0012670



소개

유세포분석용으로 검증된 접합 유래 단일클론 항체로, 인간 CD9를 타겟으로 합니다. 세포 부착, 정자-난자 융합, 혈소판 활성화 및 종양 전이에 관여하는 테트라스파닌 CD9 (TSPAN29)를 타겟으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	유래 항-인간 CD9 mAb
비고/별칭	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	928
유전자 ID	928
면역원	제조항 단백질 / 인간 CD9 (NP_001760.1)의 아미노산 1-228을 포함하는 제조항 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P21926
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)