


Rabbit Anti-Human Cd9 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P21926

품목 번호: CM0010455



소개

플로우 사이토메트리용으로 검증된 인간 CD9 (TSPAN29)를 표적하는 접합 토끼 단클론 항체. 세포 부착, 혈소판 활성화 및 종양 전이 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                                  |
| 제품명                      | Rabbit anti-Human CD9 mAb                                          |
| 비고/별칭                    | MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29                    |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                          |
| 유전자 ID (인간)              | 928                                                                |
| 유전자 ID                   | 928                                                                |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질 인간 CD9(NP_001760.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                         |
| 카테고리                     | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                      |
| 응용(Application)          | FC                                                                 |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                          |
| SWISS                    | P21926                                                             |
| 단백질 분자량                  | 25kDa                                                              |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                     |