

토끼 항인간 CD90/Thy1 Mab (Fc용) - P04216

품목 번호: CM0004204

소개

인간 CD90/Thy1(Thy-1 막 당단백질)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 이러한 GPI 고정 세포 표면 항원의 검출이 필요한 신경과학 및 면역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD90/Thy1 mAb
비고/별칭	CD90; CDw90
반응 종	인간
GeneID (인간)	7070
GeneID	7070
면역원	인간 CD90/Thy1 (NP_006279.2)의 아미노산 20-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스 팩