

토끼 항-인간 Cd90/Thy1 단일클론 항체(유세포 분석용) - P04216

품목 번호: CM0009636

소개

인간 CD90/Thy1(Swiss-Prot P04216)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 시냅스 형성 및 세포 상호작용에 관여하는 세포막 당단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD90/Thy1 단일클론 항체
비고/별칭	CD90, CDw90
종	인간
GeneID(인간)	7070
GeneID	7070
면역원	인간 CD90/Thy1(NP_006279.2)의 아미노산 20-130번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩