


Rabbit Anti-Human Cd93 Mab For Fc - Q9Npy3

품목 번호: CM0009018



소개

유세포분석(FC) 응용 분야용 Rabbit anti-Human CD93 단클론 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 보체 성분 C1q 수용체를 표적으로 하여 식세포작용 및 내피세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD93 mAb
비고/별칭	CIQR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dJ737E23.1
종	인간
GeneID (인간)	22918
면역원	인간 CD93의 아미노산 24-580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_036204.2).
항체 생산 숙주	토끼
분류	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPY3
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백