

토끼 항-인간 Cd93 단일클론 항체(Fc용) - Q9Npy3

품목 번호: CM0009729



소개

에 접합된 인간 CD93에 대한 이 토끼 단일클론 항체는 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 내피세포 및 골수계 세포에서 CD93 발현을 연구하는 데 이상적입니다. 예측 분자량은 69 kDa입니다(UniProt Q9NPY3).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	토끼 항-인간 CD93 mAb
비고/별칭	CIQR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dJ737E23.1
종	인간
유전자 ID	22918
면역원	인간 CD93의 아미노산 24~580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_036204.2)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPY3
단백질 중량	69kDa
배송	아이스팩