

Rabbit Anti-Human Cd93 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Npy3

품목 번호: CM0010112



소개

유세포 분석용 접합 인간 CD93 표적 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 검증되었으며, 보체 C1q 수용체를 타겟으로 하여 식세포 작용, 혈관신생 및 염증 반응 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD93 mAb
비고/별칭	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
종	Human
GeneID (Human)	22918
GeneID	22918
면역원	제조합 단백질; 인간 CD93 (NP_036204.2)의 아미노산 24-580에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q9NPY3
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백