

토끼 항인간 Cd94 단클론 항체 (유세포 분석용) - Q13241

품목 번호: CM0011172



소개

에 접합된 토끼 단클론 항체로, 인간 CD94(KLRD1)에 특이적이며 유세포 분석으로 검증되었습니다. NK 세포 및 T 세포 서브셋 연구, 면역 체크포인트 조절, 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD94 단클론 항체
비고/별칭	KLRD1; CD94; 자연살해세포 항원 CD94
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3824
면역원	인간 CD94 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13241
단백질 분자량	17kDa/20kDa
배송 방식	아이스백