

Rabbit Anti-Human Cd94 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q13241

품목 번호: CM0005894



소개

Human CD94 (KLRD1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 에 접합되었으며 유세포 분석용입니다. NK 및 T 세포 수용체인 CD94를 인식하며, 면역 자기-비자기 식별에 관여합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3824
GeneID	3824
면역원(Immunogen)	Human CD94 (NP_002253.2)의 아미노산 32-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q13241
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)