

유세포 측정용 토끼 항인간 Cd94 단클론 항체 - Q13241

품목 번호: CM0004778



소개

인간 CD94에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에서 검증되었습니다. 면역종양학 및 감염병 연구에서 NK 세포와 T 세포의 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종	인간
유전자 ID	3824 (인간)
면역원	인간 CD94 (NP_002253.2)의 아미노산 32-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 측정 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13241
단백질 분자량	21 kDa
배송 방식	아이스백