

Rabbit Anti-Human Cd96/Tactile 단일클론항체 (유세포분석용) - P40200

품목 번호: CM0009994



소개

인간 CD96 (TACTILE)을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 사용됩니다. 재조합 단백질 면역원. 인간 샘플과 교차반응. 분자량: 65kDa. T 세포 및 NK 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD96/TACTILE mAb
비고/별칭	TACTILE
종	인간
유전자 ID	10225
면역원	인간 CD96/TACTILE (NP_937839.1)의 아미노산 25-519 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P40200
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백