

유세포 측정용 토끼 항인간 CD96/Tactile 단클론 항체 - P40200

품목 번호: CM0008167



소개

유세포 측정법으로 검증된 접합 토끼 항인간 CD96/TACTILE 단클론 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 25-519). 면역 세포 접착 연구 및 NK/T 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD96/TACTILE mAb
비고/별칭	TACTILE
종	인간
유전자ID (인간)	10225
유전자ID	10225
면역원	인간 CD96/TACTILE (NP_937839.1)의 아미노산 25-519 범위 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정법)
교차 반응성	인간
SWISS	P40200
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스 팩