

Rabbit Anti-Human Cd97 Mab For Fc - P48960

품목 번호: CM0006065



소개

Rabbit anti-Human CD97 단일클론 항체는 유세포 분석용으로, 인간 CD97과 반응합니다. 백혈구 접착 및 이동 연구에 유용합니다. 세포외 도메인(92kDa, SWISS P48960)을 인식합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD97 mAb
비고/별칭	CD97; TM7LN1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	976
GeneID	976
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD97 (NP_510966.1)의 아미노산 21-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P48960
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)