

토끼 항인간 Cd97 단클론항체, 유세포분석용 - P48960

품목 번호: CM0005695



소개

유세포분석용 인간 CD97(ADGRE5)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론항체입니다. 백혈구 부착 및 이동에 관여하며 조혈세포에 널리 발현됩니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD97 단클론항체
비고/별칭	CD97; TM7LN1
종	인간
유전자ID (인간)	976
유전자ID	976
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차반응성	인간
SWISS	P48960
단백질 분자량	81kDa/86kDa/92kDa
배송 방식	아이스백