


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd97 단일클론 항체 () - P48960

품목 번호: CM0012783



소개

인간 CD97 (ADGRE5)를 표적으로 하는 고도로 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. 직접 면역형광을 위해 에 접합되어 있으며, 조혈세포 및 암 연구를 위한 유세포 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD97 mAb
비고/별칭	ADGRE5; CD97; TM7LN1; CD97 항원
종	인간
유전자 ID (인간)	976
유전자 ID	976
면역원	인간 CD97 (NP_510966.1)의 아미노산 21-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P48960
단백질 분자량	81kDa/86kDa/91kDa
배송	아이스백