

토끼 항-인간 Cd97 단일클론 항체 (유세포분석용) - P48960

품목 번호: CM0011452



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 백혈구 부착 GPCR인 인간 CD97 (ADGRE5)를 표적합니다. 백혈구 이동, 염증 및 종양 생물학 연구를 위해 유세포분석(Flow Cytometry)으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD97 mAb
비고/별칭	CD97; TM7LN1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	976
항원(Immunogen)	인간 CD97 (NP_510966.1)의 아미노산 21-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P48960
단백질 분자량	81kDa/86kDa/92kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)