

Rabbit Anti-Human Cd98 Monoclonal Antibody For Fc - P08195

품목 번호: CM0010357



소개

유세포 분석용 인간 CD98 (SLC3A2)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 아미노산 수송, 인테그린 신호 전달 및 바이러스 침투 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD98 mAb
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
종	Human
유전자 ID (인간)	6520
유전자 ID	6520
면역원	인간 CD98 (NP_002385.3)의 아미노산 206-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P08195
단백질 분자량	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
배송	아이스 팩