


Rabbit Anti-Human Cd99 Mab For Fc - P14209

품목 번호: CM0005616



소개

유세포 분석용으로 검증된 접합 토끼 항-인간 CD99 단일클론항체 (클론 MIC2/HBA71). 인간 CD99 (P14209, 19kDa)를 인식합니다. T-세포 부착 및 백혈구 혈관 외유출 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD99 mAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
종	인간
유전자 ID (인간)	4267
유전자 ID	4267
면역원	합성 펩타이드 인간 CD99 (NP_002405.1)의 아미노산 24-123에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14209
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백