


토끼 항인간 Cd99 단클론 항체 (If/Icc 및 Fc용) - P14209

품목 번호: CM0010239



소개

인간 CD99(MIC2)에 대한 결합 토끼 단클론 항체로, 면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)에 사용됩니다. T세포 접착 및 백혈구 외유출 연구를 위한 검증된 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD99 mAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4267
유전자 ID	4267
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD99(NP_002405.1)의 아미노산 24-123번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14209
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스 팩