

Rabbit Anti-Human Cd99 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P14209

품목 번호: CM0004963



소개

접합 토끼 단일클론 항체(인간 CD99 타겟)로, 면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. CD99 (MIC2)는 T-세포 접착 및 백혈구 이동(transmigration)에 기능합니다. 인간 샘플 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD99 mAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	4267
Gene ID	4267
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CD99 (NP_002405.1)의 아미노산 24-123 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P14209
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스백