

Rabbit Anti-Human Cda 단일클론 항체 (세포내 유세포분석용) - P32320

품목 번호: CM0010884



소개

사람 사이티딘 탈아미노효소(CDA/CDD)에 대한 로 접합된 토끼 단일클론 항체로, 세포내 유세포분석에 사용됩니다. 사람 CDA와 반응하며, 면역원은 아미노산 1-146에 걸쳐 있습니다. 뉴클레오티드 대사와 과립구 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CDA mAb
비고/별칭	CDD
종	사람
유전자 ID (사람)	978
유전자 ID	978
면역원	사람 CDA (NP_001776.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	사람
SWISS	P32320
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백