

Rabbit Anti-Human Cda 단일클론항체 (세포내) - P32320

품목 번호: CM0004512



소개

인간 CDA (CDD)에 대한 접합 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포분석용으로 검증됨. 16 kDa 단백질을 검출하며, 인간과 교차반응함. 시티딘 탈아미노효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CDA mAb
비고/별칭	CDD
종	인간
유전자 ID (인간)	978
유전자 ID	978
면역원	인간 CDA (NP_001776.1)의 아미노산 1-146 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P32320
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백