

세포내 유세포 분석용 토끼 항인간 Cda 단클론 항체 - P32320

품목 번호: CM0010067



소개

세포내 유세포 분석용으로 인간 시티딘 디아미나아제(CDA/CDD)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 과립구에 고발현되는 16 kDa 아연 의존성 효소인 CDA 검출이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CDA mAb
비고/별칭	CDD
반응 종	인간
유전자ID (인간)	978
면역원	인간 CDA (NP_001776.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P32320
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩