

토끼 항-인간 CdcP1 단클론 항체 (Fc용) - Q9H5V8

품목 번호: CM0009209

소개

유세포 분석을 위해 인간 CDCP1(CD318, TRASK)을 표적으로 하는 이 접합된 토끼 단클론 항체입니다. 세포 접착, 전이 및 백혈병 줄기세포 연구에 관련되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CDCP1 mAb
비고/별칭	CD318; TRASK; SIMA135
종	인간
유전자 ID (인간)	64866
유전자 ID	64866
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H5V8
단백질 분자량	37kDa/72kDa/92kDa
배송 방식	아이스백