

토끼 항인간 Ceacam5/Cd66E Mab (유세포분석용) - P06731

품목 번호: CM0004601

소개

인간 CEACAM5/CD66e(CEA)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에서 검증되었으며 인간과 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 35-685). 암 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CEACAM5/CD66e mAb
비고/별칭	CEA; CD66e
반응 종	인간
유전자ID (인간)	1048
유전자ID	1048
면역원	인간 CEACAM5/CD66e (NP_004354.3)의 아미노산 35-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P06731
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백