

Rabbit Anti-Human Ceacam5/Cd66E Monoclonal Antibody For Fc - P06731

품목 번호: CM0004815



소개

유세포분석용 Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e Monoclonal Antibody. 인간 CEACAM5 (CEA/CD66e), 77kDa 세포 표면 당단백질, 종양 표지자 및 세포 부착 분자를 인식합니다. 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb
비고/별칭	CEA; CD66e
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1048
GeneID	1048
면역원(Immunogen)	인간 CEACAM5/CD66e (NP_004354.3)의 아미노산 35-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P06731
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)