


토끼 항-인간 Ceacam6 단일클론 항체(Fc용) - P40199

품목 번호: CM0009833



소개

유세포 분석 응용을 위한 인간 CEACAM6(CD66c) 표적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. CEACAM6는 세포 접착과 종양 진행에 관여하며, 이 항체는 종양학 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CEACAM6 mAb
비고/별칭	NCA; CEAL; CD66c
종	인간
유전자 ID(인간)	4680
유전자 ID	4680
면역원	인간 CEACAM6(NP_002474.4)의 아미노산 35-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P40199
단백질 중량	37kDa
배송	아이스팩