

Rabbit Anti-Human Ceacam6 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P40199

품목 번호: CM0004281



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 호중구 및 종양 세포에서 발현되는 37 kDa GPI 고정형 세포 접착 분자인 인간 CEACAM6 (CD66c)를 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CEACAM6 mAb
비고/별칭	NCA; CEAL; CD66c
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	4680
면역원	인간 CEACAM6 (NP_002474.4)의 아미노산 35-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P40199
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백