

Rabbit Anti-Human Claudin18.2 Monoclonal Antibody For Fc - P56856-2

품목 번호: CM0008630

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 샘플에 대한 유세포 분석(FC)을 위해 검증된 Claudin18.2 (아이소폼 A2)를 타겟팅합니다. 분자량 27kDa. 위장(tight junction) 및 장벽 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Claudin18.2 mAb
비고/별칭	SFTA5; SFTPJ
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51208
유전자 ID	51208
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 Claudin18.2(NP_001002026.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P56856-2
단백질 무게	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)