

유세포 분석(세포내)용 Rabbit Anti-Human Cpt1A 단일클론 항체 - P50416

품목 번호: CM0005963

소개

세포내 유세포 분석용 인간 CPT1A를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 지방산 산화 및 미토콘드리아 대사에 필수적인 카르니틴 팔미토일트랜스퍼라제 1A의 88 kDa 간 아이소폼을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CPT1A mAb
비고/별칭	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
종	인간
유전자 ID (인간)	1374
유전자 ID	1374
면역원	재조합 단백질 인간 CPT1A (NP_001867.2)의 아미노산 520-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P50416
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백