

Fc용 토끼 항-인간 CR2/Cd21 단일클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0008208



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 CR2/CD21 단일클론 항체. B세포 공동수용체이자 EBV 수용체인 보체 수용체 2형(SWISS P20023)을 표적으로 합니다. 면역세포 프로파일링에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CR2/CD21 mAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
종	인간
GeneID (인간)	1380
GeneID	1380
면역원	인간 CD21(NP_001868.2)의 아미노산 21~971에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20023
단백질 분자량	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
배송	아이스팩