

Rabbit Anti-Human Cr2/Cd21 단클론 항체 (유세포 분석용) - P20023

품목 번호: CM0004967



소개

로 접합된 인간 CR2/CD21에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 적용 가능합니다. B-세포 공수용체 기능, 보체 C3d 상호작용 및 EBV 수용체 활성화 연구에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CR2/CD21 mAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
종	인간
GeneID (Human)	1380
GeneID	1380
면역원	인간 CR2/CD21 (NP_001868.2)의 아미노산 21-971 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P20023
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백