

유세포분석용 토끼 항인간 Cr2/Cd21 단클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0011984



소개

B세포 보체 수용체이자 EBV 진입 수용체인 인간 CR2/CD21을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에서 검증된 이 항체는 연구 응용 분야에서 CD21 발현 세포의 직접적인 면역형광 검출을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CR2/CD21 mAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
반응 종	인간
유전자ID	1380
면역원	인간 CD21 (NP_001868.2)의 아미노산 21-971에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P20023
단백질 분자량	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
배송 방식	아이스팩