

세포내 유세포 분석(Fc)용 토끼 항인간 사이토케라틴 18 단클론 항체 - P05783

품목 번호: CM0011094

소개

인간 사이토케라틴 18(CK-18, K18)을 표적으로 하는
접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석에 대해
검증되었습니다. 상피 세포 생물학, 중간 섬유 및 암
연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 사이토케라틴 18 mAb
비고/별칭	K18; CK-18; CYK18
반응 종	인간
유전자ID (인간)	3875
유전자ID	3875
면역원	제조합 단백질: 인간 사이토케라틴 18(NP_000215.1)의 아미노산 241-430에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P05783
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩