


유세포 분석용 토끼 항-인간 사이토케라틴 19 (Krt19) 단일클론 항체 - P08727

품목 번호: CM0009002



소개

세포 내 유세포 분석용으로 설계된 토끼 항-인간 사이토케라틴 19 (KRT19) 단일클론 항체입니다. 상피 세포 생물학 및 암 줄기세포 연구에 적합합니다. - P08727

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 사이토케라틴 19 (KRT19) 단일클론 항체
비고/별칭	K19; CK19; KICS
종	인간
GeneID (인간)	3880
GeneID	3880
면역원	합성 펩타이드 인간 사이토케라틴 19(NP_002267.2)의 301-400 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P08727
단백질 무게	44kDa
배송	아이스팩