


## 유세포 분석용 토끼 항인간 사이토케라틴 8 단클론 항체 - P05787

품목 번호: CM0010861



### 소개

II형 케라틴 중간섬유 단백질인 인간 사이토케라틴 8(K8, CK-8)에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 토끼 항인간 사이토케라틴 8 mAb                                            |
| 비고/별칭   | K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2                           |
| 반응 종    | 인간                                                             |
| 유전자 ID  | 3856                                                           |
| 면역원     | 인간 사이토케라틴 8(NP_002264.1)의 아미노산 1-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | FC (세포내)                                                       |
| 교차 반응성  | 인간                                                             |
| SWISS   | P05787                                                         |
| 단백질 분자량 | 53kDa/56kDa                                                    |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                          |