


세포 내 유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cytokeratin 8 단일클론항체 () - P05787

품목 번호: CM0010459



소개

인간 Cytokeratin 8에 대한 Rabbit 단일클론항체로, 염색에 적합함. 세포 내 유세포 분석(FC)에 대해 검증됨; 상피세포의 주요 중간 필라멘트 단백질인 KRT8을 표적함. 세포골격 및 상피 생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human Cytokeratin 8 단일클론항체
비고/별칭	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; keratin 8
종	인간
GeneID (인간)	3856
GeneID	3856
면역원	인간 Cytokeratin 8 (NP_002264.1)의 아미노산 1-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P05787
단백질 분자량	53kDa/56kDa
배송	아이스백