


세포 내 유세포 분석용 토끼 항-인간 사이토케라틴 8 단일클론 항체 - P05787

품목 번호: CM0008285



소개

세포 내 유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 사이토케라틴 8 (CK8) 단일클론 항체입니다. 단순 상피 마커인 인간 KRT8을 검출하며, 암 및 상피 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 사이토케라틴 8 mAb
비고/별칭	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3856
GeneID	3856
면역원	인간 사이토케라틴 8 (NP_002264.1)의 아미노산 1-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC (intra)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P05787
단백질 분자량	53kDa/56kDa
배송	아이스백