


## 토끼 항-인간 Dc-Signr/Cd299 단일클론 항체 (유세포 분석용) - Q9H2X3

품목 번호: CM0012676



### 소개

인간 DC-SIGNR(CD299)을 표적으로 하는 형광 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에 특화되어 있으며 인간과 반응합니다. 바이러스 부착 및 면역 감시 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간 DC-SIGNR/CD299 mAb                                              |
| 비고/별칭       | CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR      |
| 종           | 인간                                                                      |
| GeneID (인간) | 10332                                                                   |
| GeneID      | 10332                                                                   |
| 면역원         | 인간 DC-SIGNR/CD299의 아미노산 71-399에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_055072.3). |
| 출처          | 토끼                                                                      |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                 |
| 응용 분야       | FC                                                                      |
| 교차 반응성      | 인간                                                                      |
| SWISS       | Q9H2X3                                                                  |
| 단백질 무게      | 24kDa-45kDa                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                                    |