

Rabbit Anti-Human Desmoglein 3/Pva Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P32926

품목 번호: CM0010501



소개

Human Desmoglein 3/PVA (DSG3)를 타겟으로 하고 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 부착에 관여하는 데스모솜 카드헤린인 130 kDa 천포창 항원을 타겟으로 합니다. 피부 및 점막 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Desmoglein 3/PVA mAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1830
면역원	사람 Desmoglein 3/PVA (NP_001935.2)의 아미노산 50-615에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P32926
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)