

유동세포분석법용 토끼 항인간 데스모글레인 3/Pva 단클론 항체 - P32926

품목 번호: CM0004233



소개

인간 데스모글레인-3 (PVA/CDHF6)에 대한 고성능 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유동세포분석법에서 검증되었으며, 데모즘 부착, 각질형성세포 생물학 및 심천성 수포병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 데스모글레인 3/PVA mAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6
종	인간
유전자 ID (인간)	1830
유전자 ID	1830
면역원	재조합 단백질 인간 데스모글레인 3/PVA (NP_001935.2)의 아미노산 50-615에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유동세포분석법)
교차 반응성	인간
SWISS	P32926
단백질 분자량	108kDa
배송 방식	아이스 팩